


Ruf- und Abstell- bzw. Anwesenheitstaster

Ruf- und Abstelltaster mit Nebensteckkontakt

System 55

Artikelnummer 290303

EAN 4010337061366



Reinweiß glänzend

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
- Buchse für Ruf- bzw. Notrufauslösung über ein angeschlossenes Bediengerät.
- Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:
Zimmerterm. Arzt+Anwesenheit: 2925 00
Zimmermodul Ruf- + Anwesenheitst.: 2920 ..
Zimmermodul Signalleuchte+Bettenkennung: 2921 00
Zimmermodul Signalleuchte: 2922 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse
EC002972

Ruf-, Bedienvorrichtung Klinikinstallation

ETIM Merkmale:	
Zusammenstellung	Basiselement
Bedienung	Taste
Bauart	Wandgerät
Geeignet für	Notruf
Farbe	weiß
Farbe (benutzerdefiniert)	Reinweiß
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Busfähig	2-Draht
Art der Spannungsversorgung	Bus-System
Tasterfunktion	Ruf auslösen/abstellen
Mit Anschluss für	Birtaster

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,083	0,055	0,072	0,082
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,385